

Migliore sensibilità termica delle termocamere Testo nella classe 160 x 120 pixel

Nuove funzioni per le termocamere Testo: risoluzione termica <0,05 °C (NETD <50 mK) e sovrapposizione immagini TwinPix sul software per PC

Le nuove termocamere Testo sono in grado di offrire la migliore sensibilità termica nella classe 160 x 120 pixel. Grazie a una risoluzione < 0,05 °C (testo 881) e < 0,08 °C (testo 875), le termocamere Testo garantiscono una qualità delle immagini senza precedenti. Testo 881 è attualmente la termocamera con la migliore sensibilità termica nella sua fascia di prezzo.

Sovrapposizione immagini TwinPix

Grazie alla funzione TwinPix, il software per PC IRSoft di Testo è in grado di eseguire un'ulteriore analisi durante l'elaborazione delle immagini. Le termocamere con fotocamera digitale integrata memorizzano simultaneamente un'immagine reale e una a infrarossi. Grazie alla nuova funzione denominata TwinPix, le due immagini possono essere sovrapposte nel software per PC. Le informazioni contenute nell'immagine termica e in quella reale vengono quindi visualizzate insieme in un'unica immagine.

Impostando i punti di riferimento corrispondenti nell'immagine reale e in quella a infrarossi, le immagini vengono perfettamente sovrapposte. Grazie alla funzione TwinPix, è possibile integrare senza problemi anche scene con oggetti misurati a distanze diverse, e visualizzare tutto simultaneamente in un'unica immagine.

Utilizzando la funzione di sovrapposizione delle immagini, l'utente può orientarsi meglio all'interno dell'immagine, localizzando in modo molto più preciso i danni durante l'analisi.

Inoltre, grazie alla funzione TwinPix, i clienti riescono a comprendere meglio l'analisi termografica. Un certificatore energetico, un consulente termografico o un tecnico di manutenzione è in grado quindi di spiegare meglio la diagnosi termografica al proprio cliente, mostrandogli chiaramente i punti deboli dell'edificio nell'immagine reale.



Testo SpA
via F.lli Rosselli, 3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1, Fax:
02/33519.200
e-mail: info2@testo.it,
www.testo.it/termografia

